


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ (SC) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΥΠΟΔΟΡΙΑ (SC) χορηγούνται τα εξής εμβόλια : ιλαράς -παρωτίτιδας- ερυθράς, ανεμευλογιάς, τετραδύναμο πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκόκκου και του έρπητα ζωστήρα. Το αδρανοποιημένο εμβόλιο πολιομυελίτιδας και το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου μπορεί να χορηγηθούν είτε υποδόρια είτε ενδομυϊκά.

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΕΣΗΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ
Γέννηση - 12 μηνών	Λιπώδης ιστός στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του μηρού	Μήκος: 16mm Διάμετρος: 0.5mm (23G) ή 0.6mm (25G) Χρώμα: 23G (μπλε) ή 25G (πορτοκαλί)	 <p>-Κρατήστε τον υποδόριο ιστό μεταξύ αντίχειρα και δείκτη</p> <p>-Εισάγετε τη βελόνα με γωνία 45° στο δέρμα με γρήγορη ώθηση, χωρίς να προηγείται αναρρόφηση</p> <p>Όταν χορηγούνται πολλαπλές ενέσεις στο ίδιο άκρο, συστήνεται αυτές να απέχουν χρονικά τουλάχιστον 1 λεπτό</p>
≥ 12 μηνών	Λιπώδης ιστός στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του μηρού ή του τρικεφάλου μυός	Μήκος: 16mm Διάμετρος: 0.5mm (23G) ή 0.6mm (25G) Χρώμα: 23G (μπλε) ή 25G (πορτοκαλί)	

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΕΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ



Η βελόνα εισάγεται με γωνία 45° στο λιπώδη ιστό στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του μηρού. Σιγουρευτείτε ότι κρατάτε τον υποδόριο ιστό μεταξύ αντίχειρα και δείκτη, για την αποφυγή ένεσης του εμβολίου στο μυ.

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΕΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (> 1 ΕΤΟΥΣ) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ



Η βελόνα εισάγεται με γωνία 45° στο λιπώδη ιστό πάνω από τον τρικέφαλο μυ. Σιγουρευτείτε ότι κρατάτε τον υποδόριο ιστό μεταξύ αντίχειρα και δείκτη, για την αποφυγή ένεσης του εμβολίου στο μυ.